




## Hemoccult ICT Patient Screening Kit Instructions

You will be taking 3 samples of stool for 3 days.  
Repeat steps 1-10 for stool samples 1, 2 and 3.



**Step 1.** Remove one Collection Card from Hemoccult ICT Envelope.

**Step 2.** Write your name and collection date on **FRONT** of Collection Card using a ball point pen. This information is to be written on the lines provided that read *Patient Name* and *Collection Date* on the side of the card that says **Collection Card**.



**Step 3.** When you're ready to take the sample, lift the toilet seat. Then unfold the tissue provided in the envelope and place the unfolded tissue over the toilet bowl. Lower the toilet seat. (If stool falls into the toilet you cannot use this stool sample)

**Step 4.** After having a bowel movement, open the flap of the Collection Card.

**Step 5.** Collect a pea-size stool sample with wooden stick provided in envelope. Carefully smear one sample on the top half of the oval under the three pictures.

**Step 6.** Collect another pea-size sample with the same wooden stick from a **different** part of stool. Carefully smear one sample on the bottom half of the oval under the three pictures.

**Step 7.** Once samples are placed on both top and bottom of oval, gently press down with the wooden stick to mix both samples over the entire oval.



**Step 8.** To close Collection Card, place flap (that reads *Lift Here*) under blue tab (that reads *Patient Tab*)

**Step 9.** Flush unfolded tissue and stool **ONLY**. Throw the wooden stick in the trash can.

**Step 10.** Allow sample to air dry overnight and save until all 3 samples have been collected.

**Make sure to store all samples at room temperature in any paper envelope (not a plastic bag) until you mail the pouch. Don't refrigerate or freeze the collection cards.**

Repeat steps 1-10 for stool samples 1, 2 and 3.



### Mailing Instructions

**Step 1.** The day after completing all sample collections, place all Collection Cards into enclosed mailing pouch specifically designed for this test.

**Step 2.** Peel tape from flap of pouch, then fold the flap over and press firmly to close the pouch properly.

**Step 3.** Place the self-addressed pouch in the mail. **All Collection Cards MUST be sent in the special mailing pouch provided.**

**Make sure to do this within 10 days of stool sample 1 collection.**

### Important Information

- Samples will be analyzed and you will be contacted by an ACCION staff member to review results.
- There are no dietary, vitamin, or medication restrictions
- It is recommended one stool sample be taken per day.
- If there is no bowel movement for 3 days in a row, stool can be collected within 10 days to return kit.




## Hemoccult ICT

### Patient Screening Kit Instructions

Usted va a obtener 3 muestras de materia fecal por 3 días.

Siga los pasos del 1 al 10 para las 3 muestras.



**Paso 1.** Saque una de las tarjetas de colección del sobre Hemoccult ICT.

**Paso 2.** Escriba su nombre y fecha de colección al **FRENTE** de la tarjeta de colección usando un bolígrafo. La información se debe escribir en las líneas disponibles que dicen **Patient Name y Collection Date en el frente de la tarjeta que dice Collection Card.**



**Paso 3.** Cuando esté listo(a) para obtener la muestra, levante el asiento del baño. Después desdoble el papel que viene en el sobre, y ponga el papel sobre la tasa del baño asegurándose que cubra toda la tasa. Baje el asiento del baño. (Si el excremento cayó al baño no puede usar esa muestra de materia fecal).

**Paso 4.** Después de evacuar, abra la pestaña en la tarjeta de colección.

**Paso 5.** Obtenga una muestra del tamaño de un chícharo con el palillo que viene en el sobre. Cuidadosamenteunte el ejemplar en la parte **alta** de la mitad de la ventanilla ovalada bajo los tres dibujos.

**Paso 6.** Obtenga otra muestra de material fecal del tamaño de un chícharo con el mismo palillo de una parte **diferente** del excremento. Cuidadosamenteunte la muestra en la parte **baja** de la mitad de la ventanilla ovalada bajo los tres dibujos.


**Paso 7.** Cuando las muestras de material fecal sean puestas en la ventanilla de arriba y abajo dentro de la tarjeta de colección, de una manera suave presione con el palillo para mezclar las dos muestras sobre la ventanilla entera.

**Paso 8.** Para cerrar la tarjeta de colección, ponga la pestaña que dice (Lift Here) bajo la pestaña azul que dice (Patient Tab). Tire el palillo a la basura

**Paso 9.** Bájelo al papel y materia fecal que queda en el baño **SOLAMENTE**.


**Paso 10.** Deje que la muestra se seque durante la noche hasta que las 3 muestras sean obtenidas.

**Asegure almacenar todas las muestras a temperatura ambiente en cualquier sobre de papel (no en una bolsa de plástico) hasta que mande el sobre. No congele o refrigere las muestras de materia fecal.**



Repita los pasos 1 al 10 para la 1ra, 2da y 3era muestra de materia fecal.

### Instrucciones de Envío



**Paso 1.** El día que se obtienen todas las 3 muestras diferentes, ponga todas las tarjetas de colección en el sobre incluido designado especialmente para este examen.

**Paso 2.** Despegue la cinta adhesivo de la ceja del sobre designado, después doble y selle la ceja apretando firmemente para que cierre bien

**Paso 3.** Ponga en el correo el sobre designado que incluye la dirección.

**Todas las tarjetas de colección DEBERAN ser mandadas en el sobre especial incluido designado**

### Información Importante

Las muestras serán analizadas y será contactado por el personal de ACCION para revisar sus resultados. No hay restricción sobre qué puede comer, vitaminas, o medicamentos que tome

Es recomendado que obtenga una muestra de material fecal por día.

Si no evacua 3 días seguidos, las muestras se pueden obtener en un lapso de 10 días para poder enviar el examen.